

# REGENERAČNÍ A ESTETICKÁ LYMFODRENÁŽ

## Ballancer® 606

- ✓ redukce váhy
- ✓ formování postavy
- ✓ celulitida
- ✓ před a po liposukční péči
- ✓ regenerace po sportovní aktivitě

24

NEZÁVISLÝCH  
TLAKOVÝCH  
KOMOR



### Nejvyšší model lymfodrenážních systémů řady Ballancer® s dotykovým LCD displejem.

Je určen pro uživatele, kteří chtějí používat nejmodernější a nejkvalitnější dostupné lymfodrenážní systémy na světovém trhu.

Přístroj Ballancer® 606 je určený pro tlakovou masáž a lymfodrenáž zejména v estetických a wellness salonech, na klinikách plastické chirurgie, sportovních klubech, masážních salonech, regeneračních a lázeňských zařízeních nebo fitness centrech.



### Přednosti:

- ✓ velký, přehledný, dotykový LCD displej v českém jazyce
- ✓ jednoduché a intuitivní ovládání
- ✓ velké množství přednastavených programů
- ✓ tvorba neomezeného množství vlastních programů dle potřeb klientů
- ✓ jednoduché a intuitivní ovládání
- ✓ unikátní program Pretreatment®, který před každou masáží pomáhá uvolňovat (vyprazdňovat) lymfatické uzliny v tříslech (kalhoty) a v podpažních jamkách (bunda)
- ✓ jedinečný automatický systém ovládání komor (přístroj dokáže ovládat několik komor najednou, v téže okamžiku tlakuje i odsává)
- ✓ nepřetržitě a zcela přesné měření aktuálního tlaku ve všech komorách – přístroj přesně ví, jaký tlak v komoře právě je a podle toho reaguje a řídí proceduru, tudíž se přizpůsobí každému tvaru postavy
- ✓ zapínání robustními zipy – nedochází k únavě materiálu tak jako u návleků na suché zipy (tlakové komory jsou samozřejmě i pod zipy!)
- ✓ 24 na sobě nezávislých, vzájemně se překrývajících tlakových komor v návlecích
- ✓ komory jsou vyrobeny z elastického materiálu pro dokonalé obepnutí masírovaných partií jakéhokolí typu postavy
- ✓ možnost zvětšení návleků pomocí rozšiřovacích klínů



### Ballancer® 606 indikace:

- ✓ redukce masírovaných partií a formování postavy
- ✓ regenerace po sportovní aktivitě
- ✓ celulitida
- ✓ zvýšení elasticity pokožky
- ✓ detoxikace organismu
- ✓ stimulace kolagenových vláken ve spodních vrstvách kůže
- ✓ rekonvalescence po úraze
- ✓ před a po liposukční péči
- ✓ prevence otoků, lipedému, lymfolipedému
- ✓ prevence otoků končetin způsobených funkčním opotřebením kloubů
- ✓ podpora prokrvování končetin
- ✓ prevence žilní nedostatečnosti
- ✓ podpora funkce lymfatického systému
- ✓ syndrom těžkých nohou
- ✓ podpora metabolismu
- ✓ prevence chronických bolestí

### Ballancer® 606 lze použít v kombinaci s těmito návleky:

Ballancer® Pants - 24 komor



Ballancer® Jacket - 24 komor



Technické parametry	Ballancer® 606 1202-ED
Elektrická specifikace	230 V střídavé napětí 50 Hz
Příkon/Výkon	65 W
Cyklus	Pretreatment® (uvolnění lymfatických uzlin) / sekvenční (možno graduovaný)/ peristaltický
Rozměry	38 x 31 x 17 cm
Tlakové rozpětí	20 – 80 mmHg
Počet vývodů/komor	24/24 na sobě nezávislých
Odsávání návleků	Ano
Hmotnost	7 kg + návleky
Možnosti využití:	wellness centra, centra plastické chirurgie, kosmetické salony, sportovní kluby, fitness centra, lázeňská a rehabilitační zařízení, osobní péče

Kontaktní údaje:

BS SYSTEMS s.r.o | Republikánská 1102/45 | 312 00 Plzeň | IČ: 29098947

tel.: +420 371 141 386 | email: info@bs-systems.cz

[www.ballancer.cz](http://www.ballancer.cz)